

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 054

Alfa-gel

Усиленное средство против известковых отложений и ржавчины, с бактерицидными свойствами

Назначение:

Препарат для чистки унитазов, писсуаров, раковин и др. оборудования, а также полов в санузлах. Применимо для уборки после строительства и ремонта.

Область применения:

Торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные учреждения, организации общественного питания, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы, в быту.

Свойства:

Гелеобразный сильнокислотный низкопенный готовый к применению препарат, полупрозрачный оранжевого цвета с ароматом морской свежести, против ржавчины, окалины, копоти, серы, известкового налёта, водного, мочевого и котлового камня, цемента и растворов на его основе, строительных замазков, жировых и др. загрязнений на кафеле и др. керамике, нержавеющей стали, стёклах и др. кислотостойких поверхностях. Обладает бактерицидными свойствами. Удаляет неприятные запахи. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

Способ применения:

Обеспечить хорошую проветриваемость помещения! Температурный режим мойки 20-40°C. Нанести на поверхность (для унитаза – под и на ободок) и равномерно распределить гель, через 5-10мин растереть (при необходимости) и смыть водой. При необходимости обработку повторить.

Примечание: не применять на пластике, мраморе, бетоне, алюминии и цветных металлах, эмалированных, никелированных, хромированных и оцинкованных поверхностях!

Основные характеристики:

Состав: вода; кислоты; загуститель; ИПС; ПАВ; краситель; ароматизатор.

Плотность: 1,10±0,05 г/см³ при 20°C.

Значение pH 1%-раствора: 1,5±0,5

Предупреждающие меры:

Опасно! Беречь от детей! Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки, защитные очки, респиратор и спецодежду. Избегать проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или волосы промыть водой, в глаза – осторожно промывать водой несколько минут, обратиться к врачу. *Не смешивать со щелочными препаратами!*

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также щелочных и хлорсодержащих препаратов. *Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и нагрева ≥30°C! Не замораживать!*

Срок годности: 1 год от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Арт.	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
054-075	0,75	4640007970690	12	14640007977016
054-5	5	4640007974506	4	14640007974503

СГР № RU.67.CO.01.015.E.003762.05.12 от 16.05.2012

ТУ 2381-003-87363917-2012

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию

ООО «ПРО-БРАЙТ»

187021, Ленинградская область, Тосненский район,

гп Фёдоровское, ул. Средняя, д.8/1

Тел.: +7 (812) 448-77-34

post@pro-brite.com

www.pro-brite.com

vk.com/probrite